



LA PIU' AMPIA GAMMA DI LENTI A CONTATTO MENSILI

MATERIALE: Queste lenti sono prodotte in materiale Benz G-4X p-GMA/HEMA, 54% di acqua l'ultima generazione della glicerina purificata naturalmente ricco di additivi umettanti in particolare modo strutturali per ottenere un'alta stabilità per tutta la durata di porto, quando si indossa una lente con questo materiale si ritrova lo stesso Raggio Base sia a inizio che a fine giornata senza perdere acqua e forma garantendo comfort e sicurezza. Materiale con prestazioni superiori al silicone hydrogel.
 BENZ G-4X 54% di acqua Dk 23 - BENZ G-72HW 72% di acqua Dk 42

MYOPIA(+) controllo miopia	Lente a contatto morbida per il CONTROLLO DELLA PROGRESSIONE MIOPICA con lo stimolo del Defocus Periferico. Questa lente a contatto crea un effetto di positività con una anello esterno alla pupilla artefice del contenimento della progressione miopica, il tutto senza modificare la cornea e utilizzando le lenti a contatto morbide in modo tradizionale.	Raggio Base: da 7.40 a 9.90 di 0.05mm Diametro: da 11.00 a 16.50 di 0.10mm Potere: da +0.00 a -20.00 di 0.25D Cilindro: fino a -9.00 di 0.25D Asse: tutti di 1 grado Positività: da +3.50 a +6.00 di 0.25D. Pupilla: da +3.00 a +8.50 di 0.05mm	Raggio Base: SimK corneale (meridiano R1 e meridiano R2) Diametro: Diametro corneale HVID Potere: Refrazione occhiali Diametro Pupilla: da topografia o pupillometria Positivita: da +3.50 a +6.00
OPTO P progressiva	OPTO P diagonal(+) CENTRO VICINO e positività esterna OPTO P distance CENTRO LONTANO OPTO P intermedio CENTRO INTERMEDIO Lente a contatto MULTIFOCAL. Disponibile anche ASTIGMATICA con ADDIZIONI da +0.50 a +4.00 di 0.25D. Torica: 3 tacche di riferimento a ore 6	Raggio Base: da 7.40 a 9.90 di 0.05mm Diametro: da 11.00 a 16.50 di 0.10mm Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D Cilindro: fino a -9.00 di 0.25D Asse: tutti di 1 grado Addizione: da +0.50 a +4.00 di 0.25D.	Raggio Base: SimK corneale (meridiano R1 e meridiano R2) Diametro: Diametro corneale HVID Potere: Refrazione occhiali Addizione: addizione occhiali
OPTO T torica	Con le stesse caratteristiche fisiche della lente sferica la versione TORICA ha stabilizzazione prisma dinamica con spessori contenuti e alta stabilità. Toricità interna a transizioni circolari. 3 tacche di riferimento a ore 6	Raggio Base: da 7.40 a 9.90 di 0.05mm Diametro: da 11.00 a 16.50 di 0.10mm Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D Cilindro: fino a -9.00 di 0.25D Asse: tutti di 1 grado	Raggio Base: SimK corneale (meridiano R1 e meridiano R2) Diametro: Diametro corneale HVID Potere: Refrazione occhiali Assi Corneali:
OPTO K cheratocono	Con le stesse caratteristiche fisiche della lente sferica la versione CHERATOCONO è una lente a contatto morbida per la correzione delle deformazioni corneali. E' una lente MORBIDA con zona ottica ad elasticità ridotta per compensare l'irregolarità corneale. Superficie interna ASFERICA con un preciso avvolgimento del cono ed un appoggio periferico omogeneo e confortevole. La versione TORICA può correggere anche astigmatismi fino a 6D utilizzando la toricità e la ridotta elasticità della zona centrale. Gli spessori sono modificabili in base agli astigmatismi irregolari da correggere. Torica: 3 tacche di riferimento a ore 6	Raggio Base: da 5.00 a 9.60 di 0.10 mm Diametro: da 12.00 a 16.50 di 0.10 mm Potere: da +15.00 a -45.00 di 0.25D Cilindro: fino a -9.00 di 0.25D Asse: tutti di 1 grado Spessori: da 0.16 fino 0.54mm	Raggio Base: SimK corneale (meridiano R1 e meridiano R2) Diametro: Diametro corneale HVID Potere: Eventuale refrazione occhiali Sovrarefrazione LAC:

MADE IN ITALY



LA PIU' AMPIA GAMMA DI LENTI A CONTATTO MENSILI

OPTO I post chirurgia	Con le stesse caratteristiche fisiche della lente sferica la versione POST CHIRURGIA è una lente a contatto morbida per la correzione delle cornee trattate chirurgicamente da laser o trapianti. E' una lente MORBIDA con zona ottica ad elasticità ridotta per compensare l'irregolarità corneale. Superficie interna INVERSA come il profilo da correggere. La parte periferica della lente ha un'elasticità come quella di una tradizionale a profilo sottile.	Raggio Base: da 7,00 a 10,60 di 0,10 mm Diametro: da 12,00 a 16,50 di 0,10 mm Potere: da +35,00 a -35,00 di 0,25D Spessori: da 0,16 fino 0,54mm	Raggio Base: SimK corneale (meridiano R1 e meridiano R2) Diametro: Diametro corneale HVID Potere: Eventuale refrazione occhiali Sovrarefrazione LAC
OPTO R accomodativa	Con le stesse caratteristiche fisiche della lente sferica la versione RELAX VISIVO accomodativa ha un profilo multifocale studiato per il relax visivo. Lente a contatto con una leggera progressione (0,75D) per favorire il comfort visivo.	Raggio Base: da 7,40 a 9,90 di 0,05mm Diametro: da 11,00 a 16,50 di 0,10mm Potere: da +30,00 a -30,00 di 0,25D Addizione: +0,75D	Raggio Base: SimK corneale (meridiano R1 e meridiano R2) Diametro: Diametro corneale HVID Potere: Refrazione occhiali Addizione: +0,75D
OPTO S sferica	Lente a contatto morbida SFERICA al 54% di idratazione con un innovativo materiale che prevale al silicone hydrogel, altamente ripetibile dove il concetto di mantenimento della forma è stato preferito a tutte le altre caratteristiche compresa l'alta ossigenazione. Perché se una lente perde forma e acqua cadono tutti gli altri vantaggi compresa l'ossigenazione.	Raggio Base: da 7,40 a 9,90 di 0,05mm Diametro: da 11,00 a 16,50 di 0,10mm Potere: da +40,00 a -40,00 di 0,25D	Raggio Base: SimK corneale (meridiano R1 e meridiano R2) Diametro: Diametro corneale HVID Potere: Refrazione occhiali
OPTO P.V. posizione variabile	Con le stesse caratteristiche fisiche della lente sferica la versione OPTO PV - MULTIFOCAL A POSIZIONE VARIABILE tiene conto della dimensione della pupilla e della posizione della pupilla rispetto l'apice corneale. La lente viene prodotta con una zona di multifocalità del diametro corretto per rimanere all'interno della pupilla e viene posizionata nel punto preciso in cui si trova la pupilla rispetto all'apice corneale. Quindi una lente a progressione perfettamente centrata con la pupilla	Raggio Base: da 7,40 a 9,90 di 0,05mm Diametro: da 11,00 a 16,50 di 0,10mm Potere: da +40,00 a -40,00 di 0,25D Addizione: da +0,50 a +4,00 di 0,25D. Pupilla: da 1,00 a 5,00 di 0,05mm Pos.Pupilla: fino a 1,00 di 0,02mm	Raggio Base: SimK corneale (meridiano R1 e meridiano R2) Diametro: Diametro corneale HVID Potere: Refrazione occhiali Addizione: addizione occhiali Posizione Pupilla: X,Y da topografia o r con direzione@