



SOFT - SURGERY



Lente a contatto **MORBIDA** tricurva **INVERSA POST CHIRURGIA** (raggio base, prima flangia più stretta del raggio base e ultima flangia di disimpegno). Lente ideale per cornee irregolari nel caso di intolleranza alla lente gas permeabile. Questa lente viene anche utilizzata per correggere cornee con **RESIDUO REFRAATTIVO POST INTERVENTO** o per correggere cornee irregolari **POST TRAPIANTO**. Superficie esterna con spessore supplementare solo nella zona centrale per regolarizzare la superficie corneale. Possibilità di avere una superficie esterna a profilo sottile.

Colorata con colore selettivo per compensare in parte i problemi di fotofobia

GAMMA PRODOTTO

Raggio Base:

da 6.00 a 10.20 di 0.10 mm

Diametro:


da 13.00 a 15.00 di 0.10 mm

Potere:

da +40.00 a -40.00D di 0.25D

Inversione:

da 0.20 a 1.20 mm di 0.10 mm



Lente **SOFT SURGERY** selettiva

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte in diversi tipi di materiale:

Poly-Hema 38%

Poly-Hema 55%

Dry Eye Material 49%, G-Hema

Dry Eye Material 59%, G-Hema

Poly-PVP 58%

Silicone Hydrogel

CONFEZIONE

1 lente in fiala

APPLICAZIONE

Applicazione con lenti di prova che l'azienda mette a disposizione